

JONISATOR KERN

neutraliserar elektrostatisk laddning

KERN

Tyska kvalitetsprodukter sedan 1844

Varor som ska vägas som inte är ledande, såsom plast, porslin, glas osv, bär ofta elektrostatisk laddning. Det elektromagnetiska fältet som sedan uppstår mellan varorna som ska vägas och vågen kan orsaka att vägningsresultatet förvrängs med upp till ett gram.

Därför, vid vägning i mg eller till och med mindre, rekommenderar vi att man neutraliserar den elektrostatiska laddningen med KERN AC-Korona urladdnings-jonisor.

Med fästet som levereras med jonisatorn kan den placeras bekvämt bredvid vågen eller så kan du manuellt rikta den från alla sidor till ett visst föremål som ska vägas.



Fakta

Artikelnummer: YBI-01A

TECHNICAL DATA

Material: plastic

Dimension (W×D×H): 110×115×45 mm

Net weight approx.: 0,45 kg