

## VELA PROVTAGNING ADVANCE

Ergonomisk och bekväm stol för provtagning med skålade, vridbara armstöd på kullad.

I vårt sortiment har vi några artiklar som vi inte tillverkar själva. **Vela** är en dansk tillverkare av kvalitetsstolar, som funnits sedan 1935.

Vela Provtagningsstol Advance är en ergonomisk och bekväm stol för blodprovtagning med mycket stabila skålade, vridbara armstöd på kullad. Som tillval kan armstöden även erhållas i utförande med långsgående reglering av dynan.

### Armstöd

De robusta och flexibla armstöden bygger på en kullad och är ställbara i höjd. De skålade dynorna har storlek 11x29 cm.

### Säte

Ergonomiskt formad, storlek 47x47 cm.



### Ryggstöd

Ergonomiskt formad, storlek 40x40 cm.

### Fotstöd

Till Velas stolar med artikelnummer 70030 till 70038 kan man också köpa ett **fotstöd** att vila fötterna på. Fotstödet är uppfällbart.



### Höjdreglering

44-59 cm som standard. Finns även i höjd 49-69 cm. Höjden regleras med gaskolv via handkontroll.

### Underrede

55x55 cm. Det stabila underredets fyra hjul och centrallåsning som kan nås runt om ökar känslan av trygghet för brukaren och är smidig för vårdaren.



## Fakta

Artikelnummer: 70038  
Sitthöjd 44-59 cm  
Stativ 55x55 cm  
Säte 47x47 cm  
Ryggstöd 40x40 cm  
Armstödsdynor 11x29 cm  
Max patientvikt 160 kg



### Rengöring/desinfektion

Alla stolar från VELA är designade så att de uppfyller alla sjukvårdens högt ställda krav på rengöring och desinfektion. För optimal hygien är alla ytor enkla att torka/desinficera, även stolens undersida. Ryggstöden har en list som förhindrar att smuts ansamlas. Stolarnas design med rengöringsvänliga ytor utan veck gör det enkelt att hålla stolen ren och desinficerad. Alla delar på stolarna tål desinfektion med t ex alkohol eller klor vid rekommenderade koncentrationer och blandningsförhållanden.

### Konstläder

Flertalet färger finns att välja på för samma pris, [se färgkarta](#). Konstlädret Compound uppfyller alla sjukvårdens höga rengöringskrav, det tål medel med 70-85% alkohol samt klordesinfektion (aktivt klor vid 1000-1200 ppm). Efter desinfektion, avtorka med kallt, rent vatten. Samtidigt har Compound en snygg yta som inte blir hal eller svettig att sitta på vid långtidsarbete.

