

# PREVENTA FLEXYNA

En komfortabel dyna som förebygger tryckskador



**Preventa Flexdyna är en tryckskadeförebyggande och komfortabel dyna. Den kan användas från start redan innan eventuell rodnad uppstått, hos patienter där man ser en risk för trycksår eller som ett hjälpmedel vid behandling av trycksår. Flexdynan kompletterar den förebyggande madrassen när det behövs en extra trycksårförebyggande åtgärd.**

Dynan används hos patienter som har tryck känsliga områden från underben till fot/hälar. Flexdynan placeras under underben/hälar med den fasade delen av dynan mot knävecken. Vårdtagarens hälar kan vila på dynan eller hänga fritt men då med en extra kudde under Flexdynan för att få mera höjd. Flexdynan kompletteras gärna med en slide/glidmatta ovanpå för att minska risken för skjuv.

Flexdynan kan också användas när vårdtagare fått spinalbedövning eller som har en smärtproblematik.

Dynan är tillverkad i noga utvald trögskum i två varianter. En dyna anpassad för tyngre vårdtagare (ca. 85-130 kg) och en för lättare. Varianten för tyngre vårdtagare har en avfasad kant och den andra varianten har det inte.

#### VÅRT UNIKA YTSKIKT LENTEX®

Denna produkt är utrustad med Järvens unika ytskikt Lentex® som lamineras direkt på skumkärnan. Det medför att den saknar sömmar och dragkedjor. Ytskiktet levereras endast i en fräsch vit färg som gör det lättare att upptäcka föroreningar på madrassens yta.

Art nr	Storlek (LxBxH)	Modell
13-030000-001	80x50x4 cm	Plan
13-030100-002	80x55x7 cm	Fasad
13-030100-003	80x55x12 cm	Fasad

**Garanti** 1 år på tillverkningsfel. OBS! Garantin gäller ej om skada uppstått på grund av mekanisk påverkan med hjälp av pennor eller andra vassa föremål.

**Brandskydd** SS 876 00 01, testmetod NT-Fire 037 A+B.

**Återvinning** Preventa Flexdyna är helt återvinningsbar och skall sorteras som brännbart avfall. Ingen demontering är nödvändig.

