

JÄRVEN RÄDDNINGSLAKAN



Med Järven Räddningslakan mellan madrassen och sängen kan man snabbt evakuera patienten vid brand eller annan fara. Med ett enkelt handgrepp kan en person själv evakuera en patient.

Järven Räddningslakan har ett extra långt draghandtag i varje kortsida som gör det möjligt för personalen att kunna evakuera med rak rygg och därmed minska den fysiska ansträngningen vid evakuering. Fästbanden är försedda med stark kardborre och färgade i en tydlig orange säkerhetsfärg.

Med ett räddningslakan som uppfyller Svensk standard SS 876 00 39:2012 kan man vara trygg med att det är slittåligt och fungerar att evakuera med på både vått och torrt golv.

OBS! Vi rekommenderar inte användning av räddningslakan i kombination med bäddmadrass/madrass ovanpå continentalsäng eller resårsäng.

Standard

Järven Räddningslakan uppfyller Svensk Standard, SS 876 00 39:2012, vilket bl.a. garanterar att handtagen klarar en belastning om 1 000 N (100 Kg) vilket motsvarar en patientvikt om ca. 210 kg. Glidförmågan är hög mot vått och torrt underlag.

Röntgen

Produkten är röntgentransparent.

Märkning

Märkt med evakueringsinstruktioner på 8 språk, EAN-kod, skötselråd samt kontaktuppgifter till tillverkaren. Plats finns för egen märkning.

Garanti

1 år på tillverkningsfel.

Återvinning

Räddningslakanet är helt återvinningsbart och sorteras som brännbart avfall. Ingen demontering är nödvändig.

Flamskydd

Uppfyller SS 876 00 01

Skötsel

Se skötselinformation som medföljer produkten.



Läs bruksanvisningen före användning av produkten.