

JÄRVEN HÖGLÄGESKUDDE

En hjälpmedel för att minska risken för kompartmentsyndrom.



Järven höglägeskudde Rev 22.04.00

En stillasittande eller stillaliggande patient kan utveckla s.k. kompartmentsymptom. Något som kan ge både kraftig smärta och ibland även minskad känsel i utsatt område. Järven Höglägeskudde är utvecklad som ett hjälpmedel för att minska svullnader och på så sätt kunna ge lindrig av smärtor i underben och fot.

Järven Höglägeskudde används bland annat vid behandling av fot-/underbensfrakturer och hjälper till att positionera och avlasta brukaren så att risken för komplikationer minskar. Ytskiktet av sprutad PU saknar helt sömmar och dragkejdor och är lätt att rengöra.

Höglägeskudden är helt återvinningsbar och sorteras som brännbart avfall. Ingen demontering är nödvändig.

Art nr	Storlek
13-010100-002	Stor 91x34x25,5 cm
13-010100-001	Liten 52x24x14,5 cm

Garanti 1 år på tillverkningsfel. OBS! Garantin gäller ej om skada uppstått på grund av mekanisk påverkan genom vassa föremål.

Återvinning Höglägeskudden är helt återvinningsbar och sorteras som brännbart avfall. Ingen demontering är nödvändig.

